

CIRUGÍA

- Aspiradores quirúrgicos
- Cobertura quirúrgica
- Crioterapia
- Electrobisturías
- Grapadoras y quitagrapas quirúrgicos
- Intubación
- Monitores de constantes vitales
- Rasuradoras
- Reanimación
- Rotuladores quirúrgicos
- Sets de curas y sutura
- Sondas
- Suturas
- Terapia respiratoria

· ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA ·



ASPIRADOR QUIRÚRGICO ELÉCTRICO HOSPIVAC 350

Dispositivo de aspiración de fluidos eléctrico portátil, también para aplicaciones ginecológicas y liposucción.
Fuente de alimentación de 230 V. - 50 Hz.
Soporte para ruedas para facilitar su transporte.
Peso de 13 kilogramos.
Dimensiones de 46 x 85 x 42 cm.
Capacidad máxima de aspiración de 60 litros por minuto.

REFERENCIA: 410356 - UNIDAD



FILTRO PARA ASPIRADOR QUIRÚRGICO HOSPIVAC 350

Filtro de sustitución para aspirador quirúrgico eléctrico Hospivac, modelo 350.
Consulte las especificaciones del fabricante para realizar el cambio de filtro según las recomendaciones.

REFERENCIA: 350 - UNIDAD

ASPIRADOR DE SECRECIONES ASKIR 30 CA-MI BIOMEDICAL

Equipo médico para realizar la succión de líquidos o fluidos corporales. Son ideales para uso hospitalario o clínico en los servicios de emergencia, hospitalización, UCI y demás especialidades médicas. Además puede ser utilizado en cuidados de pacientes en su hogar y casas de reposo.

- Capacidad de succión: 40 l/min.
- Succión Máxima: 600 mmHg (-0.80 bar).
- Motor de Pistón sin aceite libre de mantenimiento.
- Funcionamiento: continuo ó con pedal.
- Nivel acústico: 60.5 dB
- Frasco de recolección de secreciones con capacidad de 1 litro.
- Requerimiento de energía: 230 VAC 50/60 Hz.
- Cuenta con nivel de protección IP21 y cumplimiento de norma: EN 60601-1-11
- Dimensiones y peso: 350 x 210 x 180 mm. / 3,6 kilos.

REFERENCIA: 3900005 - UNIDAD



ASPIRADOR DE SECRECIONES MEDELA DOMINANT BASIC

Aspirador de secreciones de tamaño reducido para líquidos y secreciones. Ideal para espacios reducidos. Haga su consulta para más información.

REFERENCIA: Medela-Basic - UNIDAD

ASPIRADOR QUIRÚRGICO MEDELA DOMINANT FLEX

Los aspiradores de secreciones de Medela se pueden utilizar en diferentes aplicaciones en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, clínicas y consultas médicas: cirugía general, liposucción, endoscopia, drenaje de heridas y cualquier otra aplicación en la que se precise una fuente de aspiración fiable y precisa.

El aspirador Dominant Flex proporciona una aceleración muy rápida del vacío, con un flujo de 60 l/min, para obtener un mayor rendimiento y una aspiración más rápida. Para operaciones delicadas en las que mantener un ruido bajo es fundamental, el nivel de ruido se puede reducir solo con tocar el botón de 40 l/min.

Los flujos se pueden seleccionar de forma intuitiva con solo tocar un botón.

Un solo toque permite obtener un mayor rendimiento o reducir el nivel de ruido.

REFERENCIA: 710003 - UNIDAD



· ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA ·

· Complementos ·

CÁNULA YANKAUER CON CONTROL

Gama completa de cánulas rígidas comunes para la aspiración de fluidos con una amplia gama de puntas en su extremo distal (finas, regulares, grandes) para ajustar con los requisitos de cualquier aplicación.

Las cánulas yankauers de aspiración están disponibles con diámetro interno de 12 - 28 CH. Aberturas laterales para la aspiración atraumática controlada con acabado de alta calidad, puntas distales redondeadas y moldeadas por calor, bordes biselados para minimizar el posible daño del tejido, incluso en los tejidos más delicados. Cada tipo de cánula yankauer está disponible con o sin control de vacío.



REFERENCIA	MODELO	UNIDADES
8888-504019	CH 12	Caja de 100 unidades
1180-113100	CH 16	Caja de 100 unidades
8888-501023	CH 18	Caja de 50 unidades

TAMBIÉN DISPONIBLE KIT DE CÁNULA YANKAUER + TUBO

HAGA SU CONSULTA

Haga su pedido vía web, por teléfono o email



CONTENEDOR MEDIVAC FLEX REUSABLE CON SOPORTE

Canister de plástico reutilizable, con soporte para sujeción en carro de aspiración. Disponible en diferentes tamaños.

MODELO: 1500 ml. / 1,5 litros
REFERENCIA: 65652616 - UNIDAD

MODELO: 3000 ml. / 3 litros
REFERENCIA: 65652631 - UNIDAD

BOLSA FLEXIBLE MEDIVAC FLEX PARA ASPIRACIÓN DE FLUIDOS

Bolsa flexible de un sólo uso, con tapa diseñada para facilitar las conexiones. Válvula anti-retorno para evitar la salida de los fluidos. Disponible en diferentes tamaños.

MODELO: 1500 ml. / 1,5 litros
REFERENCIA: 130015 - CAJA DE 50 UNIDADES

MODELO: 3000 ml. / 3 litros
REFERENCIA: 130016 - CAJA DE 50 UNIDADES



TUBOS DE ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA DE SILICONA

Tubos de silicona no estériles, para utilización en sistemas de aspiración.

Diferentes medidas disponibles, haga su consulta.

Rollos de 25 metros.



Tubo de aspiración estéril Ornex Medline

Tubo de aspiración estéril con 2 conectores hembra acanalados y 1 adaptador a conector macho (H/H+M).

Disponible en diferentes diámetros (CH) y longitudes (1,80 metros y 3 metros). PVC transparente con conectores azules. Libre de látex.



REFERENCIA	D.I. (CH)	LONGITUD	UNIDAD DE VENTA
ORNEX56A	5 mm.	180 cm.	Caja de 50 unidades
ORNEX66A	6 mm.	180 cm.	Caja de 45 unidades
ORNEX76A	7 mm.	180 cm.	Caja de 40 unidades
ORNEX510	5 mm.	300 cm.	Caja de 30 unidades
ORNEX610	6 mm.	300 cm.	Caja de 25 unidades
ORNEX710	7 mm.	300 cm.	Caja de 20 unidades
ORNEX712	7 mm.	300 cm.	Caja de 20 unidades

EQUIPO DE LITOTOMÍA

Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 100 x 140 cm. de tejido bilaminado.
- 2 unidades de perneras ginecológicas de 75 x 122 cm.
- 1 unidad de paño bajo nalgas de 100 x 110 cm. de tejido bilaminado.
- 1 unidad de paño superior de 100 x 150 cm.
- 2 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 40 cm.

REFERENCIA: 1033



EQUIPO UNIVERSAL

Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. de tejido bilaminado.
- 2 unidades de paños adhesivos de 75 x 90 cm. de tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana adhesiva inferior de 170 x 175 cm. de tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana adhesiva superior de 140 x 240 cm. de tejido bilaminado.
- 1 unidad de velcro pasa tubos adhesivo de 2 x 11 cm.
- 2 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 40 cm.


REFERENCIA: 1011/10



EQUIPO DE EXTREMIDADES

Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. de tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana de extremidades (rodilla) de 200 x 300 cm. con reforzado absorbente (80 x 120 cm.). Apertura elástica de 20 x 20 cm. Tejido trilaminado.
- 1 unidad de stockinette forrado de 20 x 96 cm.
- 2 unidades de cintas adhesivas de 10 x 50 cm.
- 2 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 40 cm.

REFERENCIA: 1033/8





EQUIPO ARTROSCOPIA DE RODILLA

Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. de tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana de artroscopia de rodilla de 260 x 310 cm., con reforzado absorbente (150 x 120 cm.) y con bolsa de recogida de fluidos. Apertura elástica de 20 x 20 cm. Tejido trilaminado.
- 1 unidad de stockinette forrado de 20 x 96 cm.
- 2 unidades de cintas adhesivas de 10 x 50 cm.


REFERENCIA: 1034/8

EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA / OÍDO CON FENESTRA

Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 140 x 190 cm. de tejido bilaminado.
- 1 unidad de paño oftalmológico fenestrado de 150 x 150 cm., con campo de incisión integrado con fenestración y con bolsa lateral para recolección de fluidos.

REFERENCIA: 1048




EQUIPO DE PROCEDIMIENTOS MENORES

Componentes:

- 1 unidad de paño de utilidades de 80 x 90 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de paño fenestrado adhesivo central de 75 x 75 cm. Fenestración de 6 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de toallas de secado de campo de 30 x 40 cm.

REFERENCIA: 1048



EQUIPO DE PARTOS VAGINAL

Componentes:


- 1 unidad de cubremesas envolvente de 100 x 140 cm.
- 2 unidades de perneras ginecológicas de 75 x 122 cm.
- 1 unidad de paño bajo nalgas con bolsa de recogida de líquidos de 100 x 110 cm.
- 1 unidad de paño superior de 100 x 100 cm.
- 1 unidad de manta para bebés de 75 x 100 cm.
- 2 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 40 cm.

REFERENCIA: 1025


EQUIPO UNIVERSAL REFORZADO

Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 2 unidades de paños adhesivos con reforzado-absorbente y pasatubos de 75 x 90 cm. Tejido trilaminado con refuerzo.
- 1 unidad de sábana adhesiva inferior de 180 x 180 cm. con reforzado absorbente y pasatubos. Tejido trilaminado con refuerzo.
- 1 unidad de sábana adhesiva superior de 150 x 240 cm. con reforzado absorbente y pasatubos. Tejido trilaminado con refuerzo.
- 1 unidad de cinta adhesiva de 9 x 50 cm. Tejido bilaminado.
- 4 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 34 cm., plegadas a 8 x 17 cm.



REFERENCIA: 801015



EQUIPO UNIVERSAL VASCULAR REFORZADO EN U

Componentes:


- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de funda de mesa de Mayo reforzada de 79 x 145 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana en U adhesiva de 230 x 260 cm. con reforzado absorbente y pasatubos. Tamaño de la U de 20 x 100 cm. Tejido trilaminado con refuerzo de 75 x 140 cm. Visibilidad de parte final de la U cóncava.
- 1 unidad de sábana adhesiva superior de 150 x 240 cm. con reforzado absorbente y pasatubos. Tejido trilaminado con refuerzo.
- 1 unidad de paño adhesivo de 75 x 90 cm. Tejido trilaminado.
- 1 unidad de cinta adhesiva de 9 x 50 cm. Tejido bilaminado.
- 4 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 34 cm., plegadas a 8 x 17 cm.

REFERENCIA: 801051

EQUIPO DE CADERA CON STOCKINETTE


Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de funda de mesa de mayo reforzada de 79 x 145 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana adhesiva inferior de 180 x 180 cm. con reforzado absorbente y pasatubos. Tejido trilaminado con refuerzo.
- 1 unidad de sábana adhesiva superior de 150 x 240 cm. con reforzado absorbente y pasatubos. Tejido trilaminado con refuerzo.
- 1 unidad de sábana en U adhesiva de 230 x 260 cm. con reforzado absorbente y pasatubos. Tamaño de la U de 20 x 100 cm. Tejido trilaminado con refuerzo de 75 x 140 cm.
- 2 unidades de paños adhesivos de 75 x 90 cm.
- 1 unidad de stockinette forrado de 30 x 120 cm.
- 3 unidades de cintas adhesivas 9 x 50 cm. Tejido bilaminado.
- 4 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 40 cm., plegadas a 8 x 17 cm.



REFERENCIA: 801210

Haga su pedido vía web, por teléfono o email



EQUIPO DE PIE Y MANO

Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de funda de mesa de Mayo reforzada de 79 x 145 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana de extremidades pie-mano de 230 x 300 cm., con reforzado-absorbente y pasatubos. Apartura elástica de 3,5 cm. Tejido trilaminado con refuerzo de 50 x 100 cm.



REFERENCIA: 801232

EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA CON CAMPO DE INCISIÓN COMPLETO

Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 140 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de paño oftalmológico fenestrado de 140 x 150 cm., con campo de incisión Steri-Drape de 3M integrado completo de 10 x 8 cm., y con bolsa lateral colectora de fluidos.
- 1 unidad de toallas de secado de campo de 30 x 34 cm., con plegado a 8 x 17 cm.

REFERENCIA: 801280




EQUIPO HOMBRO CON BOLSA

Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 2 unidades de sábana adhesiva de 150 x 140 cm. Tejido trilaminado.
- 1 unidad de sábana de hombro de 233 x 406 cm. con apertura elástica y bolsa de recogida de fluidos. Tejido trilaminado con bolsa.
- 3 unidades de cintas adhesivas de 9 x 50 cm. Tejido bilaminado.

REFERENCIA: B8018



EQUIPO DE AISLAMIENTO VERTICAL

Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 2 unidades de funda de mesa Mayo reforzada de 79 x 145 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana telón transparente de PE + PEVA antiestático de 330 x 240 cm. con campo de incisión incorporado de 86 x 26 cm., con bolsa de recogida de fluidos y bolsas auxiliares de 24 x 24 cm. integradas.
- 4 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 43 cm., plegadas a 8 x 17 cm.


REFERENCIA: 801238

EQUIPO ORL

Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de funda de mesa de Mayo reforzada de 79 x 145 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana en U de 150 x 250 cm., con U de 7 x 70 cm. con reforzado absorbente y pasatubos incorporado. Tejido trilaminado.
- 1 unidad de paño adhesivo con reforzado-absorbente y pasatubos de 75 x 90 cm. Tejido trilaminado con refuerzo.
- 1 unidad de paño de utilidades de 75 x 90.
- 2 unidades de cintas adhesivas de 9 x 50 cm.
- 4 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 34 cm., plegadas a 8 x 17 cm.

REFERENCIA: 801238




EQUIPO CABEZA Y CARA

Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de funda de mesa de Mayo reforzada de 79 x 145 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de paño para cabeza de 150 x 175 cm. Abertura 75 cm. Turbante sobrepuesto 106 x 100 cm.
- 1 unidad de sábana adhesiva inferior reforzada-absorbente de 170 x 175 cm., con pasatubos. Tejido de 4 capas.
- 1 unidad de cinta adhesiva de 9 x 49 cm. Tejido bilaminado.

REFERENCIA: 696940




EQUIPO ABDOMINO-PERINEAL

Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm.
- 1 unidad de sábana de Laparoscopia/Laparotomía en T con perneras incorporadas 300/200/270x295 cm. Apertura Abdominal 25 x 30 cm. y perineal de 13 x 24 cm. Bolsas auxiliares laterales incorporadas.
- 1 unidad de paño adhesivo 75 x 75 cm. Tejido trilaminado.
- 1 unidad de cinta adhesiva 9 x 49 cm.
- 1 unidad de cinta adhesiva con pasatubos 2,5 x 30 cm.
- 4 unidades de toallas de secado de campo de 18 x 25 cm.

REFERENCIA: 696940




EQUIPO RTU

Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de 1 sábana de RTU en T con perneras incorporadas 175 / 270 x 180 cm. con bolsa de recogida líquidos incorporada, apertura de 8 cm. suprapúbica y dedil tacto rectal. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de cinta adhesiva con pasatubos de 9 x 18 cm.
- 1 unidad de toalla de secado de campo de 18 x 25 cm.

REFERENCIA: 888222




EQUIPO DE CESÁREA

Componentes:

- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de funda de mesa de Mayo reforzada de 79 x 145 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana de cesárea en T 185/250 x 330 cm. con campo de incisión fenestrado Steri-Drape de 3M de 16 x 18 cm., con bolsa de recogida de líquidos y pasatubos incorporado.
- 1 unidad de manta de bebé de 75 x 120 cm. de tejido spunlace de 55 gr.
- 1 unidad de cinta adhesiva de 9 x 50 cm. Tejido bilaminado.
- 4 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 34 cm., plegadas a 8 x 17 cm.

REFERENCIA: 801260




Selección de paños y sábanas quirúrgicas impermeables fabricados para Unidix:

- PAÑO IMPERMEABLE ESTÉRIL SIN FENESTRACIÓN Y SIN ADHESIVO.
- PAÑO IMPERMEABLE ESTÉRIL SIN FENESTRACIÓN Y CON ADHESIVO.
- PAÑO IMPERMEABLE ESTÉRIL FENESTRADO Y SIN ADHESIVO.
- PAÑO IMPERMEABLE ESTÉRIL FENESTRADO Y CON ADHESIVO.
- SÁBANAS POR ESPECIALIDADES, CON FENESTRACIÓN Y SIN FENESTRACIÓN.
- FUNDAS DE MESA MAYO.


Diferentes medidas disponibles. Haga su consulta.

MODELO	DIMENSIONES	REFERENCIA
PAÑO QUIRÚRGICO UTILIDADES	45 x 50 cm	PSF4550/70
	45 x 75 cm	PSF4575/70
	75 x 90 cm	PSF75X90
	90 x 150 cm	PSF90150/25
PAÑO QUIRÚRGICO ADHESIVO LATERAL	45 x 50 cm Adh: 5 x 50 cm	P4550/60
	75 x 75 cm Adh: 5 x 75 cm	PSF7575
	75 x 90 cm Adh: 5 x 90 cm	PSF7590/40
	90 x 150 cm Adh: 5 x 100 cm	P90150/20
PAÑO QUIRÚRGICO FENESTRADO ADHESIVO	50 x 60 cm Ø 5cm Adh: 10 x 10 cm	P5060/60
	75 x 90 cm ○ 5 x 8 cm Adh: 10 x 10 cm	P7590/30
	120 x 150 cm ○ 5 x 8 cm Adh: 12 x 16 cm	P120150/10


- de utilidades



- con adhesivo lateral





Material bicapa PP+PE 55g/m²



Prestación alta acorde EN 13795-1:2019

- fenestrados adhesivos





SÁBANA ADHESIVA EN U


Sábana en U 150 x 250 cm, U de 7x70 cm con reforzado absorbente y pasatubos incorporado.
Tejido trilaminado.

REFERENCIA: 801310

FUNDA MESA MAYO

Funda mesa Mayo reforzada de 80 x 140 cm.
Poliétileno (PE) de 50 my. GRS + SPP.
Tejido no tejido de 28 gr/m².


REFERENCIA: 10420011



CUBREMESAS

Cubremesas de 140 x 190 cm.
Poliétileno (PE) de 50 my. GRS + SPP.
Tejido no tejido de 28 gr/m².

REFERENCIA: 10419011



SABANA ADHESIVA MEDIANA

Sábana adhesiva de 150 x 200 cm.
Tejido bilaminado.


REFERENCIA: 10391128



CINTA ADHESIVA

Cintas adhesivas estériles destinadas a sujetar, unir o fijar de manera rápida diferentes paños entre ellos o a la piel del paciente en diversos procedimientos quirúrgicos.
Empaquetadas unitariamente y esterilizadas por Óxido de Etileno.
Producto desechable, un solo uso. 100% libre de látex.
Medida: 10 x 50 cm.

REFERENCIA: 20337



COBERTOR AMPLIFICADOR IMAGEN

Cobertor para amplificador de imagen, con elástico.
Disponible en dos tamaños: Diámetro de 90 cm. y diámetro de 140 cm.

REFERENCIA: 801850 - MEDIDA: 90 cm. (diámetro)

REFERENCIA: 801855 - MEDIDA: 140 cm. (diámetro)

BOLSA AUXILIAR 2 BOLSILLOS

Bolsa auxiliar adhesiva con 2 bolsillos transparente.
Medida: 30 x 35 cm.

REFERENCIA: 707035



Haga su pedido vía web, por teléfono o email

· COBERTURA QUIRÚRGICA · · Equipos de quirófano Medline ·

REFERENCIA	MODELO	UNIDADES
TB29367	PACK DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO	Caja de 8 uds.
TB29051	PACK DE ARTROSCOPIA PARA RODILLA	Caja de 8 uds.
TB29187CE	PACK DE CADERA	Caja de 4 uds.
DYJPECSEPEC1	PACK DE CESÁREA ECLIPSE	Caja de 8 uds.
PGSNE004B	PACK DE COLUMNA	Caja de 2 uds.
TB29973CE	PACK DE EXTREMIDADES TIBURÓN	Caja de 6 uds.
TB9427CE	PACK DE LAPAROSCOPIA CON SABANA GRANDE	Caja de 6 uds.
ES10310CEA	PACK DE PARTOS	Caja de 7 uds.
TB29215CEA	PACK ORTOPEDIA GENERAL TIBURÓN	Caja de 5 uds.
TB29081CE	PACK RTU CON CUBRE MESA	Caja de 7 uds.
TB30110CE	PACK UNIVERSAL	Caja de 8 uds.

· COBERTURA QUIRÚRGICA · · Equipos de quirófano Medline ·

REFERENCIA	MODELO	UNIDADES
ES29051CE	EQUIPO DE ASTROSCOPIA	Caja de 10 uds.
ES9193CE	EQUIPO DE CABEZA Y CUELLO	Caja de 10 uds.
TB27002CE	EQUIPO PARA RTU	Caja de 6 uds.
DYJPEARPSM1	PACK ARTROSCOPIA	Caja de 6 uds.
PGSBS005C	PACK ARTROSCOPIA ASPIRACIÓN	Caja de 6 uds.
TB9416	PACK ARTROSCOPIA CON CUBREMESA	Caja de 8 uds.
TB30014CE	PACK BÁSICO TIBURÓN	Caja de 16 uds.
TB29418CE	PACK CIRUGÍA ESPINAL FENESTRADO ADHESIVO	Caja de 7 uds.
PG29046B	PACK DE ANGIOGRAFÍA FEMORAL	Caja de 6 uds.
DYJPESHPSM2	PACK DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO SMS	Caja de 6 uds.

· **CRIOTERAPIA** ·



KIT DISPENSADOR DE NITRÓGENO BRYMILL CRY-AC

Dispensadores de nitrógeno líquido de la marca líder en el mercado. Ideal para dermatología.

Rellenable y disponible en dos formatos, con capacidad de 300 mililitros y 500 mililitros.

MODELO: 300 ml.

REFERENCIA: 809116 - UNIDAD

MODELO: 500 ml.

REFERENCIA: 809115 - UNIDAD

· **ELECTROCIRUGÍA** ·

· **ELECTROCIRUGÍA** ·

· **Electrobisturíes** ·



ELECTROBISTURÍ SURTRON® 120W

Electrobisturí Surtron 120w para pequeñas y medianas intervenciones.

Lectura de potencia seleccionada, y monitorización de las funciones.

Varios tipos de corte y de coagulación con el mismo dispositivo.

REFERENCIA: 10100201 - UNIDAD



ELECTROBISTURÍ SURTRON® 160W

Electrobisturí Surtron 160w para pequeñas y medianas intervenciones. Lectura de potencia seleccionada, y monitorización de las funciones. Varios tipos de corte y de coagulación con el mismo dispositivo.

REFERENCIA: ELB-160 - UNIDAD

ELECTROBISTURÍ SURTRON 200® FLASH



Surtron 200 Flash es un electrobisturí apto para intervenciones de microcirugía y cirugía de precisión monopolar y bipolar. Surtron 200 Flash permite efectuar tratamientos quirúrgicos con tiempos operativos programables en valores millesimales de segundo o puede operar con modalidad tradicional.

Haga su consulta para conocer disponibilidad del dispositivo.

REFERENCIA: 10.300.401 - UNIDAD

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

ELECTROBISTURÍ COVIDIEN VALLEYLAB[®] FX8

REFERENCIA: VLFX8GEN - UNIDAD
PRECIO: 16511,95 € + 21% IVA

El Valleylab[™] FX8 impulsa las piezas de mano electroquirúrgicas con precisión utilizando niveles más bajos de energía. Está diseñado para admitir una amplia gama de procedimientos quirúrgicos que requieren división, hemostasia y disección.

Junto con los modos de corte, coagulación y SOFT COAG, el FX8 habilita dos modos que pueden brindar nuevas posibilidades a sus procedimientos:

Proporciona una combinación única de hemostasia monopolar y división. El modo de coagulación compartida permite que dos cirujanos trabajen en el mismo paciente al mismo tiempo, desde una única plataforma de energía.

Energía monopolar y bipolar precisa.

Control de potencia durante el suministro de energía monopolar que es cinco veces mejor que la plataforma de energía ForceTriad.

Monitoreo de tejidos que es 2600 veces más rápido que el generador electroquirúrgico Force FX.

Dispersión térmica adecuada.

· ELECTROCIRUGÍA ·
· Piezas de mano ·
MANGO DE ELECTROBISTURÍ ESTÉRIL UNIDIX


Mango de bisturí electroquirúrgico de control manual de un solo uso. Función doble, para corte y coagulación. Largo de cable de 3 metros con conexión bipolar y toma de tierra. Electrodo de cuchilla de 70 mm.

REFERENCIA: 00035 - CAJA DE 100 UNIDADES
PUNTA ELECTRODO AGUJA 70 mm. BLAYCO AB-60

REFERENCIA: TCE02 - CAJA DE 50 UDS.

Convencional y punta no antiadherente.

Electrodos activos desechables para mango de electrobisturí con filamento fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Esterilizados con óxido de etileno. Un solo Uso. Principales propiedades dimensionales:

- Hilo de acero inoxidable de 2.36 mm de diámetro.
- Inserción de electrodo: Hexagonal: diámetro de inserción: 2.88mm. Hexagonal: distancia entre caras opuestas hexágono: 3.2 mm.

PUNTA ELECTRODO CUCHILLA 70 mm. BLAYCO AB-80

REFERENCIA: TCE04 - CAJA DE 50 UDS.

Convencional y punta no antiadherente.

Electrodos desechables activos para mango de electrobisturí con filamento fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Esterilizados con óxido de etileno. Un solo Uso. Principales propiedades dimensionales:

- Hilo de acero inoxidable de 2.36 mm de diámetro.
- Inserción de electrodo: Hexagonal: diámetro de inserción: 2.88mm. Hexagonal: distancia entre caras opuestas hexágono: 3.2 mm.

PUNTA ELECTRODO AGUJA REUTILIZABLE

Electrodos autoclavables Ø 2,4 mm. Cable de electrodo - recto. Longitud: 5 cm.



REFERENCIA: 30501 - UNIDAD

PUNTA ELECTRODO AGUJA REUTILIZABLE



Electrodos autoclavables Ø 2,4 mm. Cable de electrodo - recto. Longitud: 5 cm.

REFERENCIA: 30503 - CAJA DE 6 UNIDADES

· ELECTROCIRUGÍA ·

· Placas de paciente ·

PLACAS DE PACIENTE PREGELADAS DAHLHAUSEN

Placa pregelada con dos partes. 100 % exento de látex. Disponible en dos modelos, ambos para adulto.

MODELO: Monopolar 126 mm. x 215 mm.

REFERENCIA: 1900002401 - CAJA DE 50 UNIDADES

MODELO: Bipolar 104 mm. x 215 mm.

REFERENCIA: 1900002402 - CAJA DE 50 UNIDADES



PLACAS PREGELADAS DE PACIENTE ADULTO UNIDIX

Placa pregelada con dos partes con un área total de 125 cm².


Materiales:(100% exento de látex).

- Soporte: Polietileno-Espuma
- Adhesivo: Adhesivo acrílico de uso medico (50g/m²)
- Conductor: PET/Aluminio (dividido en dos partes)
- Gel: Hidrogel – Cobertura: PET siliconado

Los placas pregeladas bipolares van empaquetadas en bolsas de 5 unidades.

Unidad de venta: Caja de 50 unidades (10 bolsas de 5 uds.)

REFERENCIA: 2402 - CAJA DE 50 UDS.



Haga su pedido vía web, por teléfono o email

· GRAPADORAS QUIRÚRGICAS Y QUITAGRAPAS ·

GRAPADORAS QUIRÚRGICAS ADVAN



Tubo curvo y semirrígido de material plástico que introducido en la Grapadora desechable para cierre de heridas en piel sana. Precargada con 25 grapas tipo W de medida de 7 mm. X 4 mm., de acero inoxidable. Este producto está fabricado con productos 100% exentos de látex.

Producto esterilizado con óxido etileno, y no reesterilizable. Producto de un sólo uso.

REFERENCIA: 00028 - CAJA DE 20 UNIDADES



GRAPADORAS QUIRÚRGICAS ADVAN

Grapadora para piel sana. Dispositivo desechable para el cierre de heridas, precargada con 35 grapas W 7.0 mm x 4.0 mm de acero inoxidable.

Las grapadoras Unidix están fabricados en materiales 100% exentos de latex. Esterilizado por Óxido de Etileno.

Producto no reutilizable y no reesterilizable.

REFERENCIA: 00030 - CAJA DE 5 UNIDADES

GRAPADORAS QUIRÚRGICAS PRECISE 3M

Grapadora desechable para piel sana Precise de 3M. Tres modelos disponibles con diferentes precargas de grapas: 5 grapas, 15 grapas y 25 grapas. Diseñado para adaptarse a la superficie donde se aplicará la grapa. Cada modelo viene marcado con el número de grapas que contiene para poder diferenciarse.

MODELO: Precise DS-5

REFERENCIA: 31-MS-5 - CAJA DE 12 UNIDADES

MODELO: Precise DS-15

REFERENCIA: 31-MS-15 - CAJA DE 12 UNIDADES

MODELO: Precise DS-25

REFERENCIA: 31-MS-25 - CAJA DE 12 UNIDADES



QUITAGRAPAS ESTILO PINZA 3M PRECISE SR-1



Elimina con facilidad grapas en la mismo sentido en que se implantaron, haciendo la extracción simple con poco dolor.

Extractor de grapas desechables 3M™ Precise™, estilo pinzas SR-1:

- Extrae las grapas con facilidad.
- Elimina todas las marcas de grapas quirúrgicas para un uso versátil.
- Extracción rápida y fácil que ahorra tiempo.
- Extrae las grapas colocando las puntas del extractor debajo de cada grapa para un rendimiento fiable y constante.
- Disponible en estilos regular y tijera para satisfacer las preferencias individuales.

REFERENCIA: 31-SR-1 - CAJA DE 10 UNIDADES

QUITAGRAPAS ESTILO TIJERA 3M PRECISE SR-3



Extrae las grapas con facilidad.

Proporciona resultados cosméticos mejorados.

Disponible en dos tamaños, regular y estilo tijera, para satisfacer las preferencias individuales.

Elimina con facilidad grapas en la mismo sentido en que se implantaron, haciendo la extracción simple con poco dolor.

Extractor de grapas desechables 3M™ Precise™, estilo tijeras SR-3.

REFERENCIA: 31-SR-3 - CAJA DE 10 UNIDADES

· INTUBACIÓN ·

· INTUBACIÓN ·

· Cánulas de Guedel ·

CÁNULAS / TUBOS DE GUEDEL UNIDIX

Tubo curvo y semirrígido de material plástico que introducido en la boca de la víctima, mantiene abierta la vía aérea, impidiendo que la lengua y la musculatura faríngea obstruyan el paso del aire.

Es un elemento imprescindible en pacientes inconscientes, ya que ayuda a evitar las graves lesiones que se producen por la ausencia prolongada de oxígeno.



REFERENCIA	COLOR	NÚMERO	LONGITUD
76820005000	ROSA	000	40 mm.
7682000500	NEGRO	00	50 mm.
768200050	AZUL OSC.	0	60 mm.
768200051	BLANCO	1	70 mm.
768200052	VERDE	2	80 mm.
768200053	AMARILLO	3	90 mm.
768200054	ROJO	4	100 mm.
768200055	AZUL CLARO	5	110 mm.
768200056	NARANJA	6	120 mm.


UNIDAD

· INTUBACIÓN ·

· Fiadores endotraqueales ·

FIADOR ENDOTRAQUEAL UNIDIX

Guía de intubación de aluminio maleable, con funda de plástico. Suave punta distal. Disponible en varias medidas.



REFERENCIA	MEDIDA (CH)
833206	CH 06
833210	CH 10
833214	CH 14

UNIDAD



LARINGOSCOPIO PEQUEÑO TELEFLEX AIRTRAQ

Laringoscopio Airtraq de tamaño pequeño con pantalla para visión de lugares remotos y emergencias.

Apertura bucal de 16 mm.

Color: Verde.

Nº de tubo endotraqueal: 6,0 - 7,5.

REFERENCIA: A021 - UNIDAD


PALA LARINGOSCOPIO MACINTOSH LUZ FRÍA



REFERENCIA	NÚMERO
12210	#0
12211	#1
12212	#2
12213/3	#3
12214	#4

UNIDAD

SET DE LARINGOSCOPIO CON 3 PALAS (MOD. 1, 2 Y 3)



Set de laringoscopio con 3 palas McIntosh (nº 1, nº 2 y nº 3).

Fabricado en acero de alta calidad.

No incluye pilaS.

REFERENCIA: 01-168 - UNIDAD

· INTUBACIÓN ·
· Tubos endotraqueales ·
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN MALLINCKODT

Tubo endotraqueal para ventilación de corta y media duración. Apropiado para intubación oral y nasal. Tubo endotraqueal de PVC transparente y termosensible. Balón Hi-Contour de gran volumen y baja presión. Línea radiopaca y marcas de profundidad. Ojal de Murphy como sistema de seguridad.

Hi-Contour también con sistema Brandt, válvula que permite la redifusión del óxido nítrico y mantiene un sello de baja presión del balón.

Referencia	Diám. InternoD	íám. Externo	Largo con conector	Diám. Cuff
107-60	6 mm.	8.2 mm.3	17 mm.	22 mm.
107-65	6.5 mm.	8.8 mm.3	27 mm.	23 mm.
107-70	7 mm.	9.6 mm.	339 mm.	25 mm.
107-75	7.5 mm.	10.2 mm.	350 mm.2	6 mm.
107-80	8 mm.1	0.9 mm.	360 mm.3	0 mm.
107-85	8.5 mm.	11.5 mm.3	70 mm.	32 mm.
107-909	mm.	12.1 mm.	375 mm.3	3 mm.
107-959	.5 mm.	12.8 mm.	375 mm.3	3 mm.
107-10	10 mm.	13.5 mm.	375 mm.3	4 mm.


CAJA DE 10 UNIDADES
TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL PREFORMADO CON BALÓN MALLINCKODT

Tubo endotraqueal para ventilación de corta y media duración. Apropiado para intubación oral y nasal. El tubo preformado ayuda a reducir el riesgo de doblarse durante la introducción. El acceso al área operativa es más sencillo, ya que las conexiones se encuentran en la zona externa del tubo.

El manguito de alto volumen y baja presión ayuda a garantizar un sello de manguito de baja presión eficiente.

Punta con tapón especialmente moldeada para ayudar en la intubación y para ayudar a proporcionar una alta seguridad para el paciente y la mayor comodidad.

Posee una línea radiopaca para su detección con rayos X.

Referencia	Diám. InternoD	íám. Externo	LargoD	íámetro
115-606	mm.	8.2 mm.2	87 mm.	22 mm.
115-656	.5 mm.	8.7 mm.	297 mm.2	4 mm.
115-707	mm.	9.5 mm.	317 mm.2	8 mm.
115-757	.5 mm.	10.1 mm.	327 mm.3	0 mm.
115-808	mm.	10.8 mm.	345 mm.3	1 mm.
115-858	.5 mm.	11.1 mm.3	55 mm.3	3 mm.
115-909	mm.	11.9 mm.3	74 mm.	34 mm.

CAJA DE 10 UNIDADES


TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALÓN SHILEY MEDTRONIC

Para intubación oral y nasal. Tubo endotraqueal de PVC sin balón. Punta atraumática suave y cuidadosamente moldeada en forma de caperuza que facilita la intubación. Marcas de graduación a ambos lados del tubo endotraqueal y marcas especiales en la punta. Ojal Murphy como sistema de seguridad adicional. Modelo sin anillado.

Referencia	Medida	Unidad de venta
06025	2,5	Caja de 10 unidades
06030	3	Caja de 10 unidades
06035	3,5	Caja de 10 unidades
06040	4	Caja de 10 unidades
06045	4,5	Caja de 10 unidades
06050	5	Caja de 10 unidades
06055	5,5	Caja de 10 unidades
06060	6	Caja de 10 unidades
06065	6,5	Caja de 10 unidades
06070	7	Caja de 10 unidades
06075	7,5	Caja de 10 unidades
06080	8	Caja de 10 unidades
06085	8,5	Caja de 10 unidades
06090	9	Caja de 10 unidades
06095	9,5	Caja de 10 unidades

CAJA DE 10 UNIDADES



TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO CON BALÓN SHILEY MEDTRONIC

REFERENCIA	NÚMERO
06530	3
06535	3,5
06540	4
06545	4,5
06550	5
06555	5,5
06560	6
06565	6,5
06570	7
06575	7,5
06580	8
06585	8,5
06590	9

Para intubación oral y nasal. Tubo endotraqueal de PVC con balón. Punta atraumática suave y cuidadosamente moldeada en forma de caperuza que facilita la intubación. Marcas de graduación a ambos lados del tubo endotraqueal y marcas especiales en la punta. Ojal Murphy como sistema de seguridad adicional. Modelo con anillado.

CAJA DE 10 UNIDADES



Haga su pedido vía web, por teléfono o email

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN UNIDIX



unidix



CAJA DE 10 UNIDADES

PRECIO: 6,62 € + 10% IVA

Tubo endotraqueal con balón fabricado en PVC indicado para pacientes que se conectan a sistemas respiratorios durante operaciones o por tener inhabilitada su función respiratoria.

El PVC termosensible y resistente a las arrugas garantiza la flexibilidad del tubo, se adapta perfectamente a las vías respiratorias. El tubo está impreso con tamaño, longitud y otra información para una referencia visual rápida.

La pared lisa de la tubería evita la acumulación de secreciones.

Punta en bisel, atraumática y redondeada con ojos Murphy suavemente formados.

Línea radiopaca en el tubo para su detección mediante rayos X.

Referencia	Medida	Unidad de venta
8331353	,5	Caja de 10 unidades
833140	4	Caja de 10 unidades
833145	4,5	Caja de 10 unidades
833150	5	Caja de 10 unidades
8331555	,5	Caja de 10 unidades
8331606		Caja de 10 unidades
833165	6,5	Caja de 10 unidades
833170	7	Caja de 10 unidades
833175	7,5	Caja de 10 unidades
8331808		Caja de 10 unidades
833185	8,5	Caja de 10 unidades
8331909		Caja de 10 unidades
833195	9,5	Caja de 10 unidades

· INTUBACIÓN ·



· Resucitadores y mascarillas ·

RESUCITADOR PVC NEONATO COMPLETO

Disponible modelos con mascarilla adulto, infantil o pediátrica de silicona. Incluye reservorio y tubo de oxígeno.

Contiene válvula de alivio de presión para minimizar el riesgo de sobrepresión pulmonar.

Todos los componentes son fáciles para una mejor limpieza.

Reanimador y mascarilla no esterilizables.

REFERENCIA	MODELO
3240122	NEONATAL
3240121	INFANTIL
3240120	ADULTO

MASCARILLA DESECHABLE CON CÁMARA PARA RESUCITADOR



CAJA DE 10 UNIDADES

Mascarillas desechables con cámara de diferentes medidas disponibles: n° 0, n° 2, n° 3, n° 4 y n° 5.

REFERENCIA	MODELO
3240011	Número 0
0705963	Número 2
3240007	Número 3
3240009	Número 4
0705959	Número 5


· MONITORES DE CONSTANTES VITALES ·

MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMÉTRICO EDAN IM8

La serie iM8 pone a su alcance tecnologías de monitoreo confiables. Con sus lecturas precisas y su rendimiento optimizado, la serie iM8 puede satisfacer la mayoría de las necesidades de monitoreo básicas, brindando un fácil acceso a la atención médica de alta calidad para todos.

características:

- Pantalla TFT a color de alta resolución grande.
- Detección de marcapasos.
- Prueba de interferencia electroquirúrgica.
- Protección de desfibrilación y sincronización de desfibrilación.
- Tono de tono.
- Algoritmo iSEAP exclusivo, especialmente optimizado para pacientes con arritmia y presión arterial alta.
- Módulo avanzado de SpO2 con un rendimiento equivalente al de los líderes de la industria.
- NIBP aprobó el proceso de validación clínica.
- Gran capacidad de almacenamiento.
- Función de llamada enfermera.
- Conexiones LAN / Wi-Fi (opcional).
- Comunicación bidireccional con la estación central MFM-CMS.
- Gestión de datos a través del software PatientCare Viewer (opcional).
- Salida VGA.
- Parámetros estándar: ECG de 3/5 derivaciones, RESP, EDAN SpO2, NIBP EDAN, PR, 2 TEMP.
- Parámetros opcionales: 2-IBP, Respironics CO2.



REFERENCIA: EDM08B - UNIDAD

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY VS900



El Mindray VS900 es un monitor de constantes vitales para el uso estacionario y portátil, con gran pantalla táctil LED a color retroiluminada y fácil de leer e indicaciones de alarma reconocibles por todos los lados. El monitor VS900 permite controlar los valores de la tensión arterial, pulso y valor SpO₂, de forma predeterminada. El modo de temperatura y Escala Modificada de Alerta Temprana (MEWS) están disponibles opcionalmente. Dispone de 3 modos de medición de la presión arterial para asegurar una vigilancia del paciente individual. Usted puede elegir entre las mediciones de intervalos manuales, automáticas y ajustables. El registro digital de los datos del paciente se puede ampliar a través de la introducción manual de la información acerca de detalles importantes.

El monitor de constantes vitales Mindray VS900 está disponible en diferentes versiones:

- Versión estándar para la determinación de NIBP, pulso y SpO₂.
- Versión extendida con impresora térmica integrada adicional.
- Versión profesional para la determinación del NIBP, pulso y la temperatura SpO₂ (oral / axilar) y Escala Modificada de Alerta Temprana (MEWS).
- Versión flujo lateral para la determinación de NIBP, pulso, SpO₂, y flujo lateral CO₂.

Detalles del producto:

- Monitor de constantes vitales Mindray VS900.
- Pantalla LED a color retroiluminada, táctil, de 8,4 pulgadas.
- Funciona con batería o por red (hasta 4 horas de operación continua hasta 4 horas con la batería cargada).
- Para la monitorización de adultos, niños y neonatos.
- Manejo cómodo y flexible a través de teclas de función, botón giratorio y pantalla táctil.
- Alarma acústico y visual.
- Determinación automática de la PI (índice de perfusión) al llevar a cabo la medición SpO₂.
- Mediciones spot-check y automáticas posibles.
- 3 modos para el monitoreo de NIBP: manuales, automáticos y adaptables para diversas aplicaciones clínicas (por ejemplo, mediciones de intervalo con intervalos de libre elección).
- Con puerto USB.
- Opcionalmente disponible con impresora térmica integrada.
- Se suministra con manguito de presión arterial estándar para circunferencia de brazo de 24 - 35cm.

Parámetros de medición:

- Presión arterial (NIBP).
- Pulso.
- Saturación de oxígeno (Mindray SpO₂).
- Opcional: temperatura (SmarTemp termómetro, oral / axilar).
- Opcional: Escala Modificada de Alerta Temprana (MEWS).
- Opcional: flujo lateral CO₂.

Datos técnicos:

- Interfaces: conector de red, 2 puertos USB, terminal multifunción.
- Doble protección contra sobrepresión durante la medición de la presión arterial.
- Rango de medición de NIBP: 10 - 270mmHg (adultos), 10 - 200 mmHg (niños), 10 - 135mmHg (neonatos).
- Rango de medición SpO₂: 0 - 100% (resolución: 1%).
- Rango de medición termómetro SmarTemp (opcional): 25 - 44 ° C.
- Peso: <2,5 kg (con batería, registrador y módulo NIBM SpO₂).
- Dimensiones: 26 x 17,8 x 15cm.

Opcionalmente, el monitor de paciente Mindray VS900 está disponible con Escala Modificada de Alerta Temprana (MEWS), cual ayuda a evaluar el estado del paciente por categorizar sus valores actuales comparándoles con los valores anteriores.

REFERENCIA: 6012B-PA00594 - UNIDAD

· RASURADORAS ·

RASURADORA NO ESTÉRIL DHALHAUSSEN 1 HOJA

Rasuradora de 1 hoja con peine, para estudios de tatuaje o celadores. Color azul.

REFERENCIA: 1000000012 - CAJA DE 100 UNIDADES



RASURADORA NO ESTÉRIL UNIDIX

Rasuradoras de 1 y 2 hojas con peine, para estudios de tatuaje o celadores. Color azul.

MODELO: 1 hoja

REFERENCIA: 000101 - CAJA DE 100 UNIDADES

MODELO: 2 hojas

REFERENCIA: 010101 - CAJA DE 100 UNIDADES



RASURADORA WILKINSON SWORD

MODELO: No estéril

REFERENCIA: 20105 - CAJA DE 100 UNIDADES

MODELO: Estéril (envasado individual)

REFERENCIA: 20106 - CAJA DE 100 UNIDADES



RASURADORA QUIRÚRGICA ELÉCTRICA BD CLIPPER

La nueva rasuradora de vello quirúrgica de BD elimina con rapidez el vello de una sola pasada y ayuda a reducir el riesgo de irritación e infección de la piel en comparación con las cuchillas tradicionales 1-6. Hemos consultado con los facultativos e incorporado las características que nos han recomendado con el objetivo de crear un modelo de fácil uso y limpieza, con una larga vida útil y tiempo de funcionamiento.

La versatilidad, higiene y rendimiento de la cortadora de vello quirúrgica de BD la hacen idónea para cualquier especialidad de su centro de atención sanitaria.

REFERENCIA: 4413 - UNIDAD

PEINE DE RECAMBIO PARA RASURADORA BD CLIPPER

MODELO: Peine de uso general

REFERENCIA: 4406 - CAJA DE 50 UNIDADES



Haga su pedido vía web, por teléfono o email

DESFIBRILADOR DEA SAMARITAN PAD 350**REFERENCIA: 0700029814 - UNIDAD**

Desfibrilador semiautomático con un funcionamiento de extrema sencillez (indicadores visuales y acústicos).

Indicadores verbales sonoras que guían al reanimador durante todo el proceso.

Última tecnología en eficacia de la descarga, mediante onda patentada bifásica SCOPE, que optimiza la descarga según cada paciente, aumentando sus posibilidades de supervivencia.

Nunca tendrá problemas por baterías a medio utilizar, el equipo siempre está preparado para desfibrilar cuando haga falta.

Autocomprobación automática que evita costosas revisiones.

Incluye 10 años de garantía.

Es el desfibrilador de acceso público más resistente del mercado, con una protección certificada IP56 contra agua y otros elementos.

Sistema inteligente de detección del paciente que permite ganar más de 1 minuto en la desfibrilación, aumentando las posibilidades de supervivencia de la persona.

Cuenta con todas las certificaciones de calidad.

Muy pequeño y ligero, sólo 1.1kg lo que facilita mucho su utilización en cualquier situación.

Dimensiones: 20 x 18,4 x 4,8 cm (h-w-d)

Fabricado en el Reino Unido.

El desfibrilador incluye bolsa de transporte y protección + 1 PAD-PACK (electrodos adultos y batería de larga duración)

PARCHE DESFIBRILADOR ADULTO PARA SAMARITAN PAD**REFERENCIA: 8071010 - PAR****PARCHE DESFIBRILADOR PEDIÁTRICO PARA SAMARITAN PAD****REFERENCIA: 8071011 - PAR****DESFIBRILADOR MINDRAY D1****REFERENCIA: D1 - UNIDAD****PARCHE DESFIBRILADOR ADULTO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY D1****REFERENCIA: 9983572 - PAR****BATERÍA PARA DESFIBRILADOR MINDRAY D1****REFERENCIA: 115-026737 - PAR**

· ROTULADORES QUIRÚRGICOS ·

ROTULADOR PUNTA FINA CON TAPA GRADUADA

REFERENCIA: 31145942 - UNIDAD

ROTULADOR PUNTA MEDIA CON REGLA FLEXIBLE

REFERENCIA: 20110 - UNIDAD

ROTULADOR CON REGLA PUNTA DUAL

REFERENCIA: 31160560 - CAJA DE 100 UNIDADES



ROTULADOR PUNTA STANDARD CON REGLA BLAYCO

REFERENCIA: RQ-01-TCH02 - UNIDAD



· SET DE CURAS Y SET DE SUTURA ·

SET DE CURAS NÚMERO 2 - MEDISET

Componentes:

- 5 torundas de gasa pequeñas.
- 5 compresas de tejido no tejido, 7,5 x 7,5 cm. de 4 capas.
- 1 pinza anatómica verde.
- 1 pinza Kocher azul.
- 1 campo 38 x 45 cm.
- 1 bandeja con 5 compartimentos.

REFERENCIA: 470106 - CAJA DE 72 UNIDADES



SET DE CURAS NÚMERO 12 - MEDISET

Componentes:

- 5 compresas de tejido no tejido, 7,5 x 7,5 cm. de 4 capas.
- 1 tijera quirúrgica de punta aguda - aguda.
- 1 pinza de disección metálica con dientes.
- 1 porta agujas Mayo Hegar metálico.
- 1 paño absorbente e impermeable de 50 x 50 cm. con fenestración de 5 x 10 cm.

REFERENCIA: SUT0951 - UNIDAD



SET DE CURAS NÚMERO 24 - MEDISET

Componentes:

- 1 blíster rígido con tres bateas incorporadas.
- 5 Compresas de tejido no tejido de 7,5 x 7,5 cm.
- 5 torundas de tejido no tejido.
- 1 pinza de disección azul de plástico.
- 1 pinza de disección verde de plástico.
- 1 Campo impermeable de 38 x 45 cm.

REFERENCIA: SUT0951 - UNIDAD



Haga su pedido vía web, por teléfono o email

SONDAS DE ASPIRACIÓN CON CONTROL UNIDIX

Sonda de PVC de uso médico para la aspiración de esputos y secreciones del tracto respiratorio, para evitar su bloqueo. Punta atraumática abierta con dos orificios laterales. La conexión cuenta con un orificio de control de la aspiración.

Se puede insertar directamente a través de la garganta gracias al tubo endotraqueal.

FABRICACIÓN


- **Materiales:** Las sondas de aspiración con control, están fabricadas con materiales 100% exentos de látex. Tanto la conexión como el cuerpo de la sonda, están fabricados en PVC.

- **Esterilización:** Este producto ha sido esterilizado por Óxido de Etileno según la normativa ISO 11135:2007.

- **País de fabricación:** Este producto es fabricado en China para Grupo Unidix.

NORMATIVA

Este producto posee el certificado CE 0123. Marcado como producto de clase II a.


CAJA DE 100 UNIDADES

REFERENCIA	COLOR	CH	D.I. (mín)	D.E. / Toler.
768200306	VERDE CLARO	6	1,05 mm.	2 mm.
768200308	AZUL OSC.	8	1,50 mm.	2,67 mm.
768200310	NEGRO	10	2 mm.	3,33 mm.
768200312	BLANCO	12	2,45 mm.	4 mm.
768200314	VERDE	14	2,95 mm.	4,67 mm.
768200316	NARANJA	16	3,40 mm.	5,33 mm.
768200318	ROJO	18	3,90 mm.	6 mm.
768200320	AMARILLO	20	4,30 mm.	6,67 mm.

SONDAS DE ASPIRACIÓN SIN CONTROL UNIDIX

Sonda de PVC de uso médico para la aspiración de esputos y secreciones del tracto respiratorio, para evitar su bloqueo. Punta atraumática abierta con dos orificios laterales. La conexión no tiene orificio de control de la aspiración. Se puede insertar directamente a través de la garganta gracias al tubo endotraqueal.

FABRICACIÓN


- Materiales: Las sondas de aspiración con control, están fabricadas con materiales 100% exentos de látex. Tanto la conexión como el cuerpo de la sonda, están fabricados en PVC.
- Esterilización: Este producto ha sido esterilizado por Óxido de Etileno según la normativa ISO 11135:2007.
- País de fabricación: Este producto es fabricado en China para Grupo Unidix.

NORMATIVA

Este producto posee el certificado CE 0123. Marcado como producto de clase II a.

MEDIDAS

La longitud total de la sonda de aspiración sin control cuenta con una longitud total de 545 ± 10 mm, y una longitud efectiva de 515 ± 10 mm.



CAJA DE 100 UNIDADES

REFERENCIA	COLOR	CH	D.I. (mín)	D.E. / Toler.
768200106	VERDE CLARO	6	1,05 mm.	2 mm.
768200108	AZUL OSC.	8	1,50 mm.	2,67 mm.
768200110	NEGRO	10	2 mm.	3,33 mm.
768200112	BLANCO	12	2,45 mm.	4 mm.
768200114	VERDE	14	2,95 mm.	4,67 mm.
768200116	NARANJA	16	3,40 mm.	5,33 mm.
768200118	ROJO	18	3,90 mm.	6 mm.
768200120	AMARILLO	20	4,30 mm.	6,67 mm.

SONDAS VESICAL FOLEY LÁTEX 2 VÍAS CON BALÓN UNIDIX

Sonda vesical Foley de 2 vías de látex siliconizado Unidix:

Superficie:

- La superficie lisa y la punta permiten una inserción atraumática para una mejor adaptación del paciente.
- 100% recubierto de silicona, ideal para pacientes con alergia al látex.
- Cola de catéter engrosada que evita el colapso de la cavidad.

Ojos laterales:

- Menos trauma a la mucosa uretral.
- Los diámetros más grandes maximizan el flujo de orina y reducen la coagulación.

Globo:

- El globo de látex está diseñado para conservar su forma con buena concentricidad.
- Balón de látex con una elasticidad de rebote perfecta después de la deflación, menos trauma y maximiza la comodidad del paciente durante la extracción del catéter de la vejiga a través de la uretra.
- Los test realizados resultaron con que ningún balón goteó dentro de la orina artificial durante 7 días.
- La capacidad del balón varía de 3 ml. a 5 ml.

NORMATIVA

Este producto posee el certificado CE 0123. Marcado como producto de clase II a.



REF.	MEDIDA (CH)	MEDIDA BALÓN
151206	CH 06	3 - 5 ml.
151208	CH 08	3 - 5 ml.
151210	CH 10	5 ml.
151014	CH 14	5 ml.
151016	CH 16	5 ml.
151020	CH 20	5 ml.
151022	CH 22	5 ml.
151024	CH 24	5 ml.
151026	CH 26	5 ml.

CAJA DE 10 UNIDADES

SONDAS VESICAL FOLEY SILICONA 2 VÍAS CON BALÓN UNIDIX

Sonda vesical Foley de 2 vías de 100% silicona Unidix:

Superficie:

– La superficie lisa y la punta permiten una inserción atraumática para una mejor adaptación del paciente.

- 100% recubierto de silicona, ideal para pacientes con alergia al látex.
- Cola de catéter engrosada que evita el colapso de la cavidad.

Ojos laterales:

- Menos trauma a la mucosa uretral.
- Los diámetros más grandes maximizan el flujo de orina y reducen la coagulación.

Globo:

- El globo de látex está diseñado para conservar su forma con buena concentricidad.
- Balón de látex con una elasticidad de rebote perfecta después de la deflación, menos trauma y maximiza la comodidad del paciente durante la extracción del catéter de la vejiga a través de la uretra.
- Los test realizados resultaron con que ningún balón goteó dentro de la orina artificial durante 7 días.
- La capacidad del balón varía de 3 ml. a 5 ml.

NORMATIVA

Este producto posee el certificado CE 0123. Marcado como producto de clase II a.



REF.	MEDIDA (CH)	MEDIDA BALÓN
151706	CH 06	1,5 - 3 ml.
151708	CH 08	3 - 5 ml.
151710	CH 10	3 - 5 ml.
151712	CH 12	5 - 10 ml.
151714	CH 14	5 - 10 ml.
151716	CH 16	5 - 10 ml.
151718	CH 18	5 - 10 ml.
151720	CH 20	5 - 10 ml.
151722	CH 22	5 - 10 ml.
151724	CH 24	5 - 10 ml.

CAJA DE 10 UNIDADES

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

SONDAS NELATON PARA DRENAJE DE ORINA UNIDIX

– La superficie lisa y la punta permiten una inserción atraumática para una mejor adaptación del paciente.

– Tubo de PVC resistente a los pliegues, puede ser transparente o esmerilado.

– Para cateterismo vesical a corto plazo a través de la uretra.

Ojos laterales:

– Forma suave y menos trauma.

– Diámetros más grandes maximizan la velocidad de flujo.

Conector y tipos:

– Conector en forma de embudo universal para conexión segura a bolsas de orina.

– Conectores codificados por color para una identificación de tamaño rápida.



REFERENCIA	MEDIDA (CH)
768300116	CH 16
768300118	CH 18
768300120	CH 20
768300122	CH 22


CAJA DE 100 UNIDADES

SONDAS RECTAL UNIDIX

Sonda de PVC de uso médico para la limpieza del recto. Punta a traumática cerrada con dos orificios laterales. Se insertar a través del ano hasta el recto.

NORMATIVA

Este producto posee el certificado CE 0123. Marcado como producto de clase II a.



REFERENCIA	MEDIDA (CH)
768300418	CH 18
768300420	CH 20
768300422	CH 22
768300424	CH 24
768300426	CH 26
768300428	CH 28
768300430/100	CH 30
768300432	CH 32

CAJA DE 100 UNIDADES

SONDAS URETRALES FEMENINAS UNIDIX

Sonda recta semirrígida fabricada en PVC de uso médico para el drenaje de la orina de la vejiga en casos de retención o bien para instilar líquidos de forma temporal o intermitente.

Catéter con longitud adecuada para atravesar la uretra y llegar hasta la vejiga. Estériles, desechables. Diferentes calibres.

Punta tipo Nelaton: roma, recta y cerrada, con dos orificios laterales.

Conector de PVC con indicador del calibre de la sonda y codificación por colores.



CAJA DE 100 UNIDADES

REFERENCIA	MEDIDA (CH)	COLOR
768300606	CH 06	VERDE CLARO
12213	CH 08	AZUL OSCURO
768300610	CH 10	NEGRO
768300612	CH 12	BLANCO
768300614	CH 14	VERDE OSCURO
768300616	CH 16	NARANJA
768300618	CH 18	ROJO

TAPÓN ESTÉRIL PARA SONDAS

Tapón de color verde. Atóxico. Con una sola medida puede adaptarse a multitud de sondas y tubos.

Largo total: 65 mm.

Largo útil: 45 mm.

Diámetro máximo exterior: 13 mm.

Diámetro mínimo exterior: 3 mm.


REFERENCIA: 200008 - CAJA DE 100 UNIDADES


TAPÓN NO ESTÉRIL PARA SONDAS

Tapón de color verde. Atóxico. Tapón de una sola medida que puede adaptarse a multitud de sondas (no estéril).

REFERENCIA: 20001 - CAJA DE 100 UNIDADES

· SUTURAS ·



SUTURA VICRYL® PLUS

Estructura trenzada recubierta.

Composición: Copolímero de Poliglactina 910 (glicólida 90%, láctico 10%).
Recubrimiento: 50% de poliglactina 370 (glicólida 35%, láctico 65%) y 50% de estearato cálcico. Triclosan (antiséptico de amplio espectro).

Fuerza tensil: 35 días. Absorción: 56-72 días.

Usos principales en cierre general, subcutáneo, piel, intestino, cirugía digestiva, ginecología, urología y ligaduras.

ÁREA MÉDICA	AG U J A	Hebra Unidades Color	3/02	/0	01		
Ginecología, Dermatología, Estética, Urología	1/2 26 mm 	70 cm 1 u. Violeta	XXX				
Ginecología, Dermatología, Estética, Urología	1/2 36 mm 	70 cm 1 u. Violeta		XXX			
Ginecología, Dermatología, Estética, Urología	3/8 24 mm 	70 cm 1 u. Incolora	XX				
Ginecología, Dermatología, Estética, Urología	3/8 36 mm 	70 cm 1 u. Violeta		XX			



SUTURA MONOCRYL®

La Sutura MONOCRYL es una sutura quirúrgica absorbible sintética de monofilamento preparada a partir de un copolímero de glicólida 75% y épsilon-caprolactona 25%.

La Sutura MONOCRYL está indicada para su uso en la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, pero no para uso en tejidos cardiovasculares o neurológicos, microcirugía o cirugía oftálmica.

No dudes en consultar sobre otras medidas o suturas.

Fuerza tensil de 28 días aprox. y absorción entre 91 y 119 días.

ETHICON®
a *Johnson & Johnson* company

ÁREA MÉDICA	AG U J A	Hebra Unidades Color	5/04	/0	3/0		
Ginecología Oftalmología Podología	3/8 16 mm MPASS 	45 cm 1 u. Incolora	XX				
Dermatología Estética Urología	3/8 19 mm MPASS 	70 cm 1 u. Incolora		XX			

Haga su pedido vía web, por teléfono o email






SUTURA VICRYL®


El Vicryl es una de las suturas más populares en el mercado sanitario. Esta es un tipo de sutura absorbible, sintética, multifilamentosa y entrelazada. Utilizada para sutura de tejido blando, y con la suficiente resistencia para mantener la costura hasta tres o cuatro semanas con más de la mitad de la tensión.

Compuesta por poliglactica. Sutura de gran fuerza tensil, manteniendo durante aproximadamente 21 días, el 40% de su resistencia inicial. Se absorbe en un período entre 56 y 72 días mediante hidrólisis.

Recubierta de Poliglactin 370 y Estearato de calcio.

Si no encuentra la medida que busca, no dude en realizar su consulta.

AGUJA	Hebra Unidades Color	4/0	3/0	2/0	0	1	2
 1/2 26 mm	70 cm 1 u. Violeta		x	x			
 1/2 27 mm	70 cm 1 u. Violeta				x	x	
 1/2 36 mm	90 cm 1 u. Violeta						x
 1/2 40 mm	90 cm 1 u. Violeta						x
 1/2 23 mm	70 cm 1 u. Violeta		x	x			
 1/2 36 mm	70 cm 1 u. Violeta				x	x	
 1/2 40 mm	70 cm 1 u. Violeta					x	x
 3/8 19 mm	45 cm 1 u. Violeta	x					
 3/8 24 mm	70 cm 1 u. Violeta	x					
 1/2 Taper Cut 17 mm	70 cm 1 u. Violeta	x					
Hebra sin aguja	140 cm 1 u. Violeta		x	x	x	x	



SUTURA VICRYL® RAPID

Sutura trenzada recubierta de copolímero de poliglactina 910 (glicólida 90%, láctico 10%).

El recubrimiento se compone de 50% de poliglactina 370 (glicólida 35%, láctico 65%) y 50% de estearato cálcico. Esta sutura mantiene una fuerza en su tensión durante 12 días, y posee una capacidad de ser absorbida en 42 días en piel, mucosas, pisiotomía, Conjuntiva, fimosis, ligaduras.

ESPECIALIDAD	AG UJ A	Hebra Unidades Color	4/03	/0	2/00		1	
Ginecología Dermatología Podología	1/2 17,4 mm ▼ 	45 cm 1 u. Incolora		X				
Urología	1/2 22 mm 	70 cm 1 u. Incolora	XX					
Ginecología Dermatología Estética	1/2 26 mm 	70 cm 1 u. Incolora		XXX				
Ginecología Dermatología Estética Podología	1/2 36 mm 	90 cm 1 u. Incolora			X			
Ginecología	1/2 40 mm 	90 cm 1 u. Incolora				XX		
Dermatología Estética Urología	3/8 19 mm ▼ 	70 cm 1 u. Incolora	XX					
Ginecología Podología	3/8 19 mm ▼ 	70 cm 1 u. Incolora	XX					
Dermatología Estética Urología	3/8 24,5 mm ▼ 	45 cm 1 u. Incolora		X				
Ginecología Podología	3/8 24,5 mm ▼ 	45 cm 1 u. Incolora		XX				

Haga su pedido vía web, por teléfono o email



Seda trenzada

Multifilamento trenzado con tratamiento anticapilar. Sutura natural no absorbible.
 Fibras entrelazadas procedentes del capullo de gusano de seda siliconadas. Reacción tisular moderada.
 Reabsorción mediante hidrólisis enzimática, en un periodo superior a 2 años.
 Gran resistencia a la tracción, alta flexibilidad y fácil realización y seguridad de los nudos.
 Aplicación en la mayoría de los tejidos corporales como sutura o ligadura, cirugía plástica y general. Color negro.

AG U J A	Hebra Unidades Color	6/05	/0	4/03	/0	2/00		
1/2 12 mm 	75/90 cm 12 u. Negro		x 75 cm		x 90 cm			
1/2 20 mm 	90 cm 12 u. Negro			xx				
1/2 20 mm 	75/90 cm 12 u. Negro		x 75 cm	x 90 cm	x 90 cm	x 90 cm		
1/2 25 mm 	90 cm 12 u. Negro				x			
1/2 25 mm 	90 cm 12 u. Negro			xx		xx		
1/2 30 mm 	90 cm 12 u. Negro						x	
3/8 12 mm 	75 cm 12 u. Negro	x						
3/8 15 mm 	75/90 cm 12 u. Negro		x 75 cm	x 90 cm	x 90 cm	x 90 cm		
3/8 20 mm 	75/90 cm 12 u. Negro	x 75 cm	x 75 cm	x 90 cm	x 90 cm	x 90 cm		
3/8 28 mm 	90 cm 12 u. Negro					xx	x	



SUTURA PROLENE®

La Sutura MONOCRYL es una sutura con estructura monofilamento.

Composición de estereoisómero cristalino isotáctico de polipropileno.

Sutura no absorbible. Utilizada principalmente en cirugía cardíaca, vascular, general, plástica y oftálmica.

ÁREA MÉDICA	AG UJ A	Hebra Unidades Color	10/0	9/07	/0	6/05	/0	4/03	/0	
Dermatología Estética	1/2 13 mm 	75 cm 1 u. Azul					X			
Dermatología Estética	1/2 16 mm 	90 cm 1 u. Azul					XX			
Dermatología Estética	1/2 25 mm 	90 cm 1 u. Azul							X	
Oftalmología	3/8 6 mm Espatulada	23 cm 1 u. Azul	XX							
Dermatología Estética	3/8 16 mm (MPASS) 	45 cm 1 u. Azul				X	XX			

Haga su pedido vía web, por teléfono o email



REF	MODELO	UNIDADES
24126V468H	VICRYL 1 AG 36 mm. TRIAN 1/2 CIR 70 cm. VIOLETA	Caja de 36 uds.
24126V340H	VICRYL 0 AG 36 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. VIOLETA	Caja de 36 uds.
24126V339H	VICRYL 2/0 AG 36 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. VIOLETA	Caja de 36 uds.
24126V316H	VICRYL 3/0 AG 26 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. VIOLETA	Caja de 36 uds.
24126V304H	VICRYL 4/0 AG 18,5 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. VIOLETA	Caja de 36 uds.
W9505T	VICRYL 5/0 AG 16 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. INCO-LORA	Caja de 24 uds.
126V489H	VICRYL 6/0 AG 11mm. 3/8 TRIANG 45cm. INCOLORA	Caja de 36 uds.
V546G	VICRYL 7/0 2 AG 6mm. 3/8 ESPATULADA 45 cm. VIO-LETA	Caja de 12 uds.
V975G	VICRYL 8/0 2AG 6mm. 3/8 ESPATULADA 30cm. VIO-LETA	Caja de 12 uds.
V960G	VICRYL 10/0 AG 6,2 mm. ESPAT CS 3/8 CIR 10 cm. VIOLETA	Caja de 12 uds.

REF	MODELO	UNIDADES
V9460H	VICRYL RAPID 0 AG 36,5 mm. CIL 1/2 CIR 90 cm. IN-COLORA	Caja de 36 uds.
V4170H	VICRYL RAPID 2/0 AG 26 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. IN-COLORA	Caja de 36 uds.
V2190H	VICRYL RAPID 3/0 AG 22 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. IN-COLORA	Caja de 36 uds.
126V2180H	VICRYL RAPID 4/0 AG 22 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. IN-COLORA	Caja de 36 uds.
24126V2130H	VICRYL RAPID 5/0 AG 18,5 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. INCOLORA	Caja de 36 uds.
V1211G	VICRYL RAPID 7/0 AG. 6 mm. 3/8 ESPATULADA 30 cm. VIOLETA	Caja de 12 uds.

REF	MODELO	UNIDADES
W3208	MONOCRYL 3/0 AG 0 24 mm. TRIAN 3/8 CIR 70 cm. INCOLORA	Caja de 12 uds.
W3206	MONOCRYL 4/0 AG 19 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. INCOLORA	Caja de 12 uds.
W3204	MONOCRYL 5/0 AG 16 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. INCOLORA	Caja de 12 uds.
Y489H	MONOCRYL 6/0 AG 11 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. INCOLORA	Caja de 36 uds.

REF	MODELO	UNIDADES
W9210H	PDS II 0 AG 30 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. VIOLETA	Caja de 36 uds.
W9794T	PDS II 2/0 AG. 25 mm. TRIAN 3/8 CIR 70 cm. INCOLORA	Caja de 24 uds.
24126W9625T	PDS II 3/0 AG 26 mm. TRIAN 3/8 CIR 70 cm. INCOLORA	Caja de 24 uds.
9515H	PDS II 4/0 AG 20 MM CIL 1/2 CIR 70 VIOLETA	Caja de 36 uds.
W9865T	PDS II 5/0 AG 16 mm. TRIAN PRIME 3/8 C. 45 cm. INCOL	Caja de 24 uds.

REF	MODELO	UNIDADES
24126W737	ETHILON 0 AG 40 mm. TRIAN 1/2 CIR 100 cm. AZUL	Caja de 12 uds.
F3232	ETHILON 2/0 AG. 30 mm. TRIAN VECTR 3/8 CIR 90 cm. AZUL	Caja de 36 uds.
1669H	ETHILON 3/0 AG 19 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. NEGRA	Caja de 36 uds.
24126W1620T	ETHILON 4/0 AG 19 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. AZUL	Caja de 24 uds.
1865H	ETHILON 5/0 AG 16 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. NEGRO	Caja de 36 uds.
W1615T	ETHILON 6/0 AG 16 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. NEGRA	Caja de 12 uds.

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

REF	MODELO	UNIDADES
25014/36	SUPRAMID BLANCO 2/0 TC-16 TRIANG. 1/2	Caja de 36 uds.
25002	SUPRAMID BLANCO 3/0 TC-16 TRIANG. 1/2	Caja de 36 uds.
2602236	SUPRAMID 4/0 TB- 15 TRIANG. 3/8	Caja de 36 uds.
26021	SUPRAMID 5/0 TB- 12	Caja de 36 uds.
26031	SUPRAMID 6/0 TB- 15 TRIANG. 3/8	Caja de 36 uds.

REF	MODELO	UNIDADES
W6978	ETHIBOND 0 2 AG 25 mm. TAPER 1/2 CIR 90 cm. VERDE	Caja de 12 uds.
126W6977	ETHIBOND 2/0 2AG 25 mm. TAPER 1/2 CIR 90 CM VERDE	Caja de 12 uds.
126W6976	ETHIBOND 3/0 2AG 25 mm. TAPER 1/2 CIR 90 cm. VERDE	Caja de 12 uds.


SUTURA CUTÁNEA ADHESIVA STERI-STRIP 3M



La sutura adhesiva de aproximación Steri-Strip asegura y proporciona sujeción a la herida, aumentando así la resistencia y facilitando la cicatrización. Los resultados estéticos son mejores que con la sutura tradicional, ya que se evitan técnicas invasivas que dejarán cicatriz y ponen al paciente en riesgo de infección (grapas, suturas de hilo,...).

Fácil colocación, no se necesita saber suturar, y su adhesivo es hipoalergénico.

La extracción es más temprana que con suturas y grapas, permitiendo volver a la rutina normal más rápido.

REFERENCIA	MEDIDA	COLOR	UNIDADES
31-1540	3 X 75 mm.		Caja de 250 uds.
31-1542	6 X 38 mm.		Caja de 300 uds.
31-4541	6 X 75 mm.		Caja de 150 uds.
31-1541	6 X 75 mm.		Caja de 150 uds.
31-4546	6 X 100 mm.		Caja de 500 uds.
31-1546	6 X 100 mm.		Caja de 500 uds.
31-1549	12 X 50 mm.		Caja de 300 uds.
31-4547	12 X 100 mm.		Caja de 300 uds.
31-1547	12 X 100 mm.		Caja de 300 uds.
31-1548	25 X 125 mm.		Caja de 100 uds.



SUTURA CUTÁNEA ADHESIVA LEUKOSTRIP BSN

Leukosan Strip es una sutura cutánea adhesiva. Se expande en el momento de inflamación del hematoma, volviendo a su estado tras la inflamación, lo que permite que no pierda fuerza. Cierre atraumático, y aplicación indolora. Producto estéril.

PRECIO + 10% IVA

REFERENCIA	MEDIDA	UNIDADES
BDF0210	4 X 38 mm.	Caja de 50 sobres de 8 tiras
BDF0211	4 X 76 mm.	Caja de 50 sobres de 4 tiras
BDF0212	6,4 X 76 mm.	Caja de 50 sobres de 3 tiras
BDF0213	6,4 X 102 mm.	Caja de 50 sobres de 5 tiras
BDF0214	13 X 102 mm.	Caja de 50 sobres de 6 tiras
BDF0215	26 X 102 mm.	Caja de 25 sobres de 4 tiras

SUTURA CUTÁNEA ADHESIVA OMNISTRIP HARTMANN



Leukosan Strip es una sutura cutánea adhesiva. Se expande en el momento de inflamación del hematoma, volviendo a su estado tras la inflamación, lo que permite que no pierda fuerza. Cierre atraumático, y aplicación indolora. Producto estéril. Tiras hipoalergénicas de cierre de heridas hechas de tela no tejida de color piel con adhesivo de poliacrilato, con bordes redondeados, extremadamente permeables al aire y al vapor de agua, sin maceración, se adhieren con fiabilidad, se pueden extraer sin dolor y sin dejar residuos, radio-transparentes, resistentes a la temperatura y durable.

REFERENCIA	MEDIDA	UNIDADES
540681	3 X 76 mm.	Caja de 50 sobres de 5 tiras
540682	6 X 38 mm.	Caja de 50 sobres de 6 tiras
540683	6 X 76 mm.	Caja de 50 sobres de 3 tiras
5406843	6 X 101 mm.	Caja de 50 sobres de 10 tiras
540685	12 X 100 mm.	Caja de 50 sobres de 6 tiras
5406863	25 X 127 mm.	Caja de 50 sobres de 2 tiras